



1 cilindro

Para 1 unidad dental
Caudal efectivo a 5 bar: 67.5 l/min
Depósito de aire: 30 litros.



2 cilindros

Para 3 unidades dentales
Caudal efectivo a 5 bar: 160 l/min
Depósito de aire: 30 litros.



3 cilindros

Para 5 unidades dentales
Caudal efectivo a 5 bar: 238 l/min
Depósito de aire: 45 litros.



Tándem 2 cilindros

Para 7 unidades dentales
Caudal efectivo a 5 bar: 320 l/min.
Depósito de aire: 150 litros.
Las dos cabezas son independientes.



Tándem 3 cilindros

Para 11 unidades dentales
Caudal efectivo a 5 bar: 476 l/min.
Depósito de aire: 150 litros.
Las dos cabezas son independientes.

Aspiración Cattani la aspiración inteligente



Turbo-Jet 1

Para 1 unidad dental
Caudal máximo de aspiración: 650 l/min.
Presión de vacío: 160 mbar.



Micro-Smart

Aspiración progresiva hasta 3 unidades
Caudal de aspiración: 950 l/min.
Presión de vacío: 210 mbar.



Maxi-Smart

Aspiración progresiva hasta 15 unidades
Caudal de aspiración: 5000 l/min.
Presión de vacío: 270 mbar.



Turbo-Smart A y Turbo-Smart B

Aspiración progresiva hasta 5 unidades ampliable
hasta 7 con Turbo-smart B
Caudal de aspiración: 1.400 l/min 2.200 l/min.
Presión de vacío: 210 mbar.

Lago Wenner #14
Colonia Pensil
11430 México, D.F.

Tel. 5545 4520
www.dentadec.com



www.cattani.it